



SHOTGUN PROTECTIVE FILM

HOW TO USE



SCAN ME

How to use in french
Comment l'utiliser

1



Mesurer le tatouage et découper de pièces du rouleau de taille travaillable

2



Séparer le papier protecteur du côté quadrillé court

3



Déposer la pellicule sur le tatouage en retirant le reste du papier

4



Faire adhérer la pellicule à la peau en appliquant une légère pression

5



En partant des flèches centrales, retirer la pellicule transparente quadrillée

6



Répéter jusqu'à ce que tout le tattoo soit recouvert en prenant soins que les pellicules ne se chevauchent pas de plus de 1-2cm

COMPOSITION: Waterproof polyurethane and hypoallergenic acrylic glue - Latex free

PELLICULE PROTECTRICE SHOTGUN

COMMENT UTILISER

1. Mesurer le tatouage et découper de pièces du rouleau de taille travaillable.
2. Séparer le papier protecteur du côté quadrillé court.
3. Déposer la pellicule sur le tatouage en retirant le reste du papier.
4. Faire adhérer la pellicule à la peau en appliquant une légère pression.
5. En partant des flèches centrales, retirer la pellicule transparente quadrillée.
6. Répéter jusqu'à ce que tout le tattoo soit recouvert en prenant soins que les pellicules ne se chevauchent pas de plus de 1-2cm

COMPOSITION: Polyuréthane hydrofuge et colle acrylique hypoallergène - Sans latex.

PELLICULE PROTECTRICE SHOTGUN

COMMENT UTILISER

- Avant d'appliquer la pellicule proctrice faites sûr que votre tatouage n'a pas de lésion (moins que 5%), nettoyez vos mains et mettez une paire de gants chirurgicaux propres. Commencez par nettoyer et sécher le tatouage et la peau autour.
1. Mesurer le tatouage et découper de pièces du rouleau de taille travaillable.
 2. Séparer le papier protecteur du côté quadrillé COURT en évitant de toucher l'adhésif avec vos doigts.
 3. Déposer la pellicule sur 3-5cm autour du tatouage, mettre un peu de pression.
 4. Peler le plastique du côté quarrillé LONG et appliquer toute la pellicule sur le tatouage.
 5. Délicatement enlever le côté protecteur du dessus en partant du centre jusqu'aux extrémités.
 6. Si vous utilisez plus qu'une feuille, répéter en s'assurant que les feuilles ne se chevauchent pas de plus que 1-2cm.
 - a. Pour les plus grosses pièces nous suggérons de fair plusieurs petites pièces.
 - b. Toujours appliquer la pellicule sur une surface plane ou neutre. Les joints, genoux et coudes ne devraient pas être complètement droits ni courbés lors de l'application.
 - c. Malgré que la pellicule est élastique, plus que 3-5cm de pellicule en extra autour du tatouage peut être nécessaire pour les parties du corps mobiles comme les genoux ou les mains pour garantir une bonne couverture.
 - d. Couper les coins ronds autour de la pellicule donne des résultats meilleurs encore.

QUAND DEVRAI-JE REMPLACER LA PELLICULE?

1. La première pièce de pellicule protectrice peut être laissée sur la peau jusqu'à un maximum de 6h, dépendamment des sécrétions du tatouage, le temps exact varie de personne en personne. En cas de liquide excessif, la pellicule peut être changée avant 6 heures.
2. Au deuxième jour, l'opération doit être répétée au moins deux fois pendant la journée.
3. À partir de la troisième journée, la pellicule peut être laissée pendant une période de temps variée, dépendamment des besoins du client, en la changeant au moins une fois au 24 heures jusqu'à la guérison du tatouage. (Le temps total suggéré est de 6-7 jours).

NOTE: Si vous remarquez de la chaleur ou de la douleur à la surface de votre tatouage, enlevez la pellicule et contactez votre artiste tatoueur ou votre docteur.

POUR RETIRER LA PELLICULE DE LA PEAU

1. Soulever un coin et l'étirer parallèle à la peau en veillant de ne pas déchirer la pellicule.
2. Continuer à étirer la pellicule jusqu'au centre et répéter en partant de l'autre côté.
3. Tirer des deux côtés opposés pour retirer le reste de la pellicule.

NOTE: Si après l'avoir enlevée il reste des ésidus de colle sur le tatouage, nettoyez simplement le tatouage avec vos doigts (pas un linge), de l'eau tiède et du savon non-parfumé.

